

INSTRUCCIONES DE USO CONTENEDORES DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y MATERIAL CORTOPUNZANTE

Gobierno de La Rioja
www.larioja.org



Los contenedores de 1,8, 3 y 10 litros constan de 2 elementos: tapa y cuerpo.




CUERPO



TAPA

ESTE TIPO DE CONTENEDORES TIENE UN SISTEMA DE CIERRE TEMPORAL QUE SE CONSIGUE GIRANDO LA TAPA EN SENTIDO ANTIHORARIO.



Y UN SISTEMA DE CIERRE DEFINITIVO PARA CUANDO ESTÉ A 2/3 DE SU CAPACIDAD, QUE SE CONSIGUE PRESIONANDO HACIA ABAJO CON AMBOS PULGARES, TAL Y COMO SE VE EN LA SIGUIENTE IMAGEN, HASTA OIR UN CLIP.



*Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Servicio Riojano de Salud*

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Servicio Riojano de Salud
Hospital San Pedro, C/Piqueras 98
26006 Logroño
Tel.: 941298399